


GB Rapid Dengue Ag/Ab Combo

Uji Dengue Ag/Ab Combo

Dengue atau Demam Berdarah (DBD) adalah infeksi yang disebabkan oleh virus nyamuk. Virus ditularkan oleh nyamuk betina terutama dari spesies *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* pada tingkat yang lebih rendah. Gejala dengue merupakan penyakit berat seperti flu yang menyerang bayi, anak kecil dan orang dewasa, pada kasus tertentu dapat mengancam jiwa.

GB Rapid Dengue Ag/Ab Combo adalah uji cepat dan kualitatif untuk deteksi antigen NS1 dan antibodi (IgG/IgM) terhadap virus dengue dalam serum, plasma atau darah manusia. Kit ini hanya untuk pengguna profesional dan berfungsi sebagai uji skrining awal. Spesimen reaktif harus dikonfirmasi oleh tambahan uji lain.


Prosedur Uji




Alat & Bahan yang digunakan

- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Larutan buffer dalam botol tetes
- Pipet kapiler 5 µl
- Pipet tetes plastik sekali pakai
- Petunjuk penggunaan

Interpretasi Hasil



Pembacaan Kuantitatif



Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan			
DGVC20	Dengue Ag/Ab Combo	S/P/D	20 Uji/ Kit	Sensitivitas	IgG: 96.7%	IgM: 96.5%	NS1 Ag: 92.9%
				Spesifisitas	IgG: 100%	IgM: 100%	NS1 Ag: 100%
				Limit Deteksi	IgG: 1.1 s/CO	IgM: 1.2 s/CO	NS1 Ag: 1.02 s/CO



HASIL
CEPAT



SUHU
RUANG

24
Bulan

WAKTU
KADALUARSA



SPESIMEN
Serum, plasma,
darah



20 Uji/Kit



Diproduksi oleh :
PT. GenBody Indonesia Sehat
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: www.genbody.co.id

Sales dan Distribusi oleh:
PT. GenBody Indonesia Sejahtera
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: www.genbody.co.id

GenBody Indonesia
CHANGE AND INNOVATION

GB Rapid Dengue IgG/IgM




Uji Dengue IgG/IgM

Dengue atau Demam Berdarah (DBD) adalah infeksi yang disebabkan oleh virus nyamuk. Virus ditularkan oleh nyamuk betina terutama dari spesies *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* pada tingkat yang lebih rendah. Gejala dengue merupakan penyakit berat seperti flu yang menyerang bayi, anak kecil dan orang dewasa, pada kasus tertentu dapat mengancam jiwa.

GB Rapid Dengue IgG/IgM adalah kit uji imunokromatografi untuk deteksi dan diferensiasi antibodi immunoglobulin G (IgG) dan immunoglobulin M (IgM) terhadap semua jenis virus dengue menggunakan darah manusia (serum, plasma dan darah). Kit ini dirancang untuk pengguna profesional dan berfungsi sebagai uji skrining awal.

Prosedur Uji




Alat & Bahan yang digunakan

- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Larutan buffer dalam botol tetes
- Pipet kapiler 5 µl
- Petunjuk penggunaan



Interpretasi Hasil



Pembacaan Kuantitatif



Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan		
DGVA25	Dengue IgG/IgM	S/P/D	25 Uji/ Kit	Sensitivitas	IgG: 96.7%	IgM: 96.5%
				Spesifisitas	IgG: 100%	IgM: 100%
				Limit Deteksi	IgG: 1.1s/CO	IgM: 1.2s/CO



HASIL
CEPAT



SUHU
RUANG

24
Bulan

WAKTU
KADALUARSA



SPESIMEN
Serum, plasma,
darah



25 Uji/Kit



Diproduksi oleh :
PT. GenBody Indonesia Sehat
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: www.genbody.co.id

Sales dan Distribusi oleh:
PT. GenBody Indonesia Sejahtera
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: www.genbody.co.id

GenBody Indonesia
CHANGE AND INNOVATION

GB Rapid

Dengue NS1 Ag




Uji Dengue NS1 Ag

Dengue atau Demam Berdarah (DBD) adalah infeksi yang disebabkan oleh virus nyamuk. Virus ditularkan oleh nyamuk betina terutama dari spesies *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* pada tingkat yang lebih rendah. Gejala dengue merupakan penyakit berat seperti flu yang menyerang bayi, anak kecil dan orang dewasa, pada kasus tertentu dapat mengancam jiwa.

Kit GB Rapid Dengue NS1 Ag merupakan alat uji cepat dan kualitatif untuk deteksi antigen NS1 virus dengue dalam serum, plasma atau darah manusia. Kit ini dirancang untuk pengguna profesional dan berfungsi sebagai uji skrining awal. Kit ini mampu mendeteksi dini dengue sejak hari pertama demam dengue terjadi.

Prosedur Uji




Alat & Bahan yang digunakan

- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Pipet tetes plastik sekali pakai
- Petunjuk penggunaan



Interpretasi Hasil



Pembacaan Kuantitatif



Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan	
DVGB25	Dengue NS1 Ag	S/P/D*	25 Uji/ Kit	Sensitivitas	92.9%
				Spesifisitas	100%
				Limit Deteksi	NS1 Ag: 1.02s/CO



Diproduksi oleh :
PT. GenBody Indonesia Sehat
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: www.genbody.co.id

Sales dan Distribusi oleh:
PT. GenBody Indonesia Sejahtera
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: www.genbody.co.id

GenBody Indonesia
CHANGE AND INNOVATION