


GB Rapid HIV 1/2

Uji HIV 1/2

HIV merupakan virus yang mengincar sistem kekebalan dan melemahkan sistem pertahanan manusia terhadap infeksi dan beberapa jenis kanker. Ketika virus menghancurkan dan merusak fungsi sel kekebalan, individu yang terinfeksi secara bertahap menjadi immunodefisiensi atau keadaan di mana komponen sistem imun tidak dapat berfungsi secara normal. Gejala-gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksi. Meskipun orang yang terjangkit oleh HIV cenderung paling menular dalam beberapa bulan pertama, banyak yang tidak menyadari status mereka hingga tahap selanjutnya terjadi.

GB Rapid HIV 1/2 adalah kit uji imunokromatografi untuk deteksi semua antibodi (IgG, IgM, IgA) dan diferensiasi terhadap HIV tipe 1 dan HIV tipe 2 secara cepat dan kualitatif dari serum, plasma ataupun darah manusia. Kit ini dirancang untuk pengguna profesional dan berfungsi sebagai uji skrining awal.

Prosedur Uji



Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan	
HIVB25	HIV 1/2 (3 line)	S/P/D	25 Uji/ Kit	Sensitivitas	>99.9%
				Spesifisitas	>99.75%



Diproduksi oleh:
PT. GenBody Indonesia Sehat
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: www.genbody.co.id


Sales dan Distribusi oleh:
PT. GenBody Indonesia Sejahtera
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: www.genbody.co.id

Alat & Bahan yang digunakan

- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Larutan buffer dalam botol tetes
- Pipet kapiler 10 µl
- Petunjuk penggunaan



Interpretasi Hasil



Pembacaan Kuantitatif

