

# GB Rapid HBsAg




## Uji Virus Hepatitis B

Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B (HBV) yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahun yang dapat berkembang menjadi fibrosis (luka) dan pada sebagian kecil kasus dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Hepatitis B dapat menyebabkan penyakit kronis pada ratusan orang.

GB Rapid HBsAg adalah uji imunokromatografi untuk deteksi antigen *surface* virus Hepatitis B atau *Hepatitis B surface Antigen* (HBsAg) pada serum atau plasma manusia. Kit ini dirancang untuk pengguna profesional dan berfungsi sebagai uji skrining awal.

## Prosedur Uji




## Alat & Bahan yang digunakan

- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Pipet tetes plastik sekali pakai
- Petunjuk penggunaan



## Interpretasi Hasil



## Pembacaan Kuantitatif



## Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan	
HBVA25	HBsAg	S/P	25 Uji/ Kit	Sensitivitas	>99.9%
				Spesifisitas	>99.9%



HASIL  
CEPAT



SUHU  
RUANG

24  
Bulan  
WAKTU  
KADALUARSA



SPESIMEN  
Serum dan plasma



25 Uji/Kit

 **GenBody Indonesia**  
CHANGE AND INNOVATION



Diproduksi oleh :  
**PT. GenBody Indonesia Sehat**  
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: [www.genbody.co.id](http://www.genbody.co.id)

Sales dan Distribusi oleh:  
**PT. GenBody Indonesia Sejahtera**  
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: [www.genbody.co.id](http://www.genbody.co.id)


# GB Rapid HCV

## Uji Virus Hepatitis C

Hepatitis C adalah infeksi yang menyerang organ hati. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis C (HCV). Hepatitis C seringkali tidak memberikan gejala, namun infeksi kronis dapat menyebabkan parut (eskar) pada hati, dan setelah menahun menyebabkan sirosis. Dalam beberapa kasus, orang yang mengalami sirosis juga mengalami gagal hati, kanker hati, atau pembuluh yang sangat membesar di esofagus dan lambung, yang dapat mengakibatkan perdarahan hingga kematian.

GB Rapid HCV adalah uji imunologikromatografi untuk deteksi kualitatif dari antibodi spesifik terhadap HCV di serum, plasma dan darah pada manusia. Kit ini dirancang untuk pengguna profesional dan berfungsi sebagai uji skrining awal. Kit GB Rapid HCV berisi lembaran membran, yang sudah dilapisi sebelumnya dengan antigen penangkap HCV rekombinan (*core*, NS3, NS4, NS5).

## Prosedur Uji



## Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan	
HCVA25	HCV (2 line)	S/P/D	25 Uji/ Kit	Sensitivitas	100%
				Spesifisitas	99.86%



HASIL  
CEPAT



SUHU  
RUANG

**24**  
**Bulan**  
WAKTU  
KADALUARSA



SPESIMEN  
Serum, plasma,  
darah




25 Uji/Kit

## Alat & Bahan yang digunakan

- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Pipet kapiler 10 µl
- Larutan buffer dalam botol tetes
- Petunjuk penggunaan



## Interpretasi Hasil



## Pembacaan Kuantitatif



 **GenBody Indonesia**  
CHANGE AND INNOVATION



Diproduksi oleh:  
**PT. GenBody Indonesia Sehat**  
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: [www.genbody.co.id](http://www.genbody.co.id)

Sales dan Distribusi oleh:  
**PT. GenBody Indonesia Sejahtera**  
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: [www.genbody.co.id](http://www.genbody.co.id)