

GB Rapid DOA


Uji Drug of Abuse

Drug of abuse adalah obat yang dikonsumsi karena alasan non-medis (biasanya untuk efek yang dapat menyebabkan halusinasi); penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental dan (dengan beberapa zat) ketergantungan dan kecanduan.

GB Rapid DOA adalah uji imunokromatografi satu langkah yang dimaksudkan untuk digunakan dalam deteksi kualitatif obat-obatan seperti MET (Metamfetamin), THC (Mariyuana), MOR (Morfin), AMP (Amfetamin), BZO (Benzodiazepin), COC (Kokain), KET (Ketamin), BAR (Barbiturat), MTD (Metadon), MDMA (Ekstasi), PCP (Fensiklidin), COT (Kationa), TCA (Tricyclic antidepressants), K2 dan metabolitnya dalam urin.

Uji	Kalibrator	Cut-off (ng/mL)
MET	D-Methamphetamine	1000
THC	11-Nor- 9-THC-Carboxylic Acid	50
MOR	Morphine	300
AMP	D-Amphetamine	1000
BZO	Oxazepam	300
COC	Benzoyllecgonine	300
KET	Ketamine	1000
BAR	Secobarbital	300
MTD	Methadone	300
MDMA	(Ecstasy)	500
PCP	Phencyclidine	25
COT	Cotinine	200
TCA	tricyclic antidepressants	1000
K2	JWH-18 & JWH-73	50

Prosedur Uji



Alat & Bahan yang digunakan


- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Pipet tetes plastik sekali pakai
- Petunjuk penggunaan



Pembacaan Kuantitatif



Interpretasi Hasil



Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan
MEDA25	MET	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi metamfetamin
AMDA25	AMP	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi amfetamin
MODA25	MOR	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi morfin
THDA25	THC	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi mariyuana
CODA25	COC	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi kokain
MDDA25	MDMA	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi metilendioksimetamfetamina/ekstasi
BADA25	BAR	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi barbiturate
BZDA25	BZO	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi benzodiazepin
CTDA25	COT	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi katinona
KEDA25	KET	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi ketamin
PCDA25	PCP	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi fensiklidin
MTDA25	MTD	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi metadon
K2DA25	K2	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi K2
TCDA25	TCA	U	25 Uji/ Kit	Uji deteksi <i>tricyclic antidepressant</i>
CDD20	DOA 3 Combo	U	20 Uji/ Kit	Uji deteksi 3 jenis obat-obatan
CDH20	DOA 6 Combo	U	20 Uji/ Kit	Uji deteksi 6 jenis obat-obatan
CDMA20	DOA 8 Combo	U	20 Uji/ Kit	Uji deteksi 8 jenis obat-obatan



HASIL
CEPAT



SUHU
RUANG

24
Bulan

WAKTU
KADALUARSA



SPESIMEN
Urin



20 Uji/Kit
25 Uji/Kit



GenBody Indonesia
CHANGE AND INNOVATION



Diproduksi oleh :
PT. GenBody Indonesia Sehat
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: www.genbody.co.id

Sales dan Distribusi oleh:
PT. GenBody Indonesia Sejahtera
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: www.genbody.co.id