

GB Rapid

Syphilis




Uji Syphilis

Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*. Tanda dan gejala sifilis bervariasi bergantung pada fase mana penyakit tersebut muncul (primer, sekunder, laten dan tersier). Banyak orang yang terinfeksi sifilis tidak memiliki gejala selama bertahun-tahun, namun tetap berisiko untuk komplikasi yang terlambat jika mereka tidak dirawat dengan segera. 1 juta wanita hamil memiliki infeksi sifilis aktif dan berisiko untuk hasil kehamilan yang merugikan seperti janin meninggal dalam kandungan dan kematian bayi baru lahir karena sifilis bawaan.

GB Rapid Syphilis adalah kit uji imunokromatografi untuk mendeteksi antibodi terhadap infeksi *Treponema pallidum* secara cepat dan kualitatif dari serum, plasma dan darah manusia. Kit ini dirancang untuk pengguna profesional dan berfungsi sebagai uji skrining awal.

Prosedur Uji




Alat & Bahan yang digunakan

- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Larutan buffer dalam botol tetes
- Pipet kapiler 10 µl
- Petunjuk penggunaan



Interpretasi Hasil



Pembacaan Kuantitatif



Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan	
SYBA25	Syphilis	S/P/D	25 Uji/ Kit	Sensitivitas	>99.5%
				Spesifisitas	100%



HASIL CEPAT



SUHU RUANG

24

Bulan

WAKTU KADALUARSA



SPESIMEN Serum, plasma, darah



25 Uji/Kit



GenBody Indonesia
CHANGE AND INNOVATION



Diproduksi oleh :
PT. GenBody Indonesia Sehat
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: www.genbody.co.id

Sales dan Distribusi oleh:
PT. GenBody Indonesia Sejahtera
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: www.genbody.co.id