


GB Rapid Malaria Pf/Pan Ag

Uji Infeksi Malaria

Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit tipe *Plasmodium*. Penyakit ini paling sering ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* betina yang terinfeksi. Malaria dapat menyebabkan gejala seperti demam, kelelahan, muntah, sakit kepala, kulit kuning, kejang, koma hingga kematian.

Kit GB Rapid Malaria Pf/Pan Ag merupakan alat uji cepat dan kualitatif untuk deteksi dan diferensiasi antigen HRPII (*P. falciparum*) dan pLDH (*Pan Plasmodium*) dalam darah manusia. Kit ini dirancang untuk pengguna profesional dan berfungsi sebagai uji skrining awal.

Prosedur Uji




Alat & Bahan yang digunakan

- Alat uji dalam kemasan aluminium foil
- Larutan buffer dalam botol tetes
- Pipet kapiler 5 µl
- Petunjuk penggunaan



Interpretasi Hasil



Pembacaan Kuantitatif



Informasi Pemesanan

No. Kat	Nama Produk	Spesimen	Ukuran	Keterangan
MAPB25	Malaria Pf/Pan Ag	Darah	25 Uji/ Kit	Sensitivitas Pf: 98.6% Pan: 94.2%
				Spesifisitas 98.9%



Diproduksi oleh :
PT. GenBody Indonesia Sehat
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-1000 | Website: www.genbody.co.id

Sales dan Distribusi oleh:
PT. GenBody Indonesia Sejahtera
Jl. Peta No. 241A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Tlpn : 022-2057-2000 | Website: www.genbody.co.id

